

LAVAVETRERIE PER LABORATORIO SMEG MOD. GW0160



Codice: GW0160

- Lavaggio fino a 85°C - Disinfezione termica
- Programmazione elettronica: 7 programmi preimpostati
- Controllo elettronico a microprocessore
- Asciugatura termodinamica attiva
- Dosatore detergente alcalino in polvere a sportello
- Pompa peristaltica per dosaggio neutralizzante liquido
- Vasca di lavaggio e controporta in acciaio inox AISI 304
- Rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304
- Due livelli di lavaggio indipendenti, il secondo su guide telescopiche
- Dimensioni esterne LxPxH (mm) 600x605x850
- Dimensioni utili interne LxPxH (mm) 520x515x545
- Addolcitore incorporato a rigenerazione volumetrica, con sensore salino
- Collegamenti acqua fredda ed acqua demineralizzata
- Blocco porta elettronico, per sicurezza utilizzatore
- Connessione elettrica 3P+N 400V 50Hz 7kW max
- Versione monofase disponibile 1P+N 230V 50Hz 2,8kW max (GW0160-1)
- SENZA carrelli

TRASPORTO CONSEGNA PIANO STRADALE: € 100,00 +IVA.