

## MATRACCIO TARATO IN PP, CLASSE B, ML 500



**Codice: 9276854**

PP ad elevata trasparenza. Tolleranza Classe B secondo DIN EN ISO 1042. Inscrizioni e graduazioni in stampa blu, regolate individualmente, tappo in PP standard normalizzato. Possono essere esposti a temperature fino a 60°C senza perdita in tolleranza.

Si raccomanda di lavare i matracci ad una temperatura massima di 60 °C per preservare la stampa.

Accuratezza  $\pm 0,50$  ml.

Altezza mm 270.

NS 19/26.