

MICROCENTRIFUGA DA BANCO VENTILATA MOD. D3024 COMPLETA DI ROTORE



Codice: 22000022

- Capacità massima di carico 24 x 2 ml
- Velocità massima 15000 rpm
- Timer da 30 sec. a 99 min o continuo

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Microcentrifuga da banco ad elevate prestazioni, ridotto ingombro e di facile utilizzo anche grazie alla modesta altezza di accesso.
 - Dotata di motore ad induzione ultra silenzioso, ampio display LCD retroilluminato, e coperchio ad apertura automatica.
 - Velocità e accelerazione impostabili, funzione "short spin" per centrifugazioni rapide, avvisatore acustico al termine del ciclo di lavoro.
 - Velocità: impostabile da 200 a 15.000 rpm con passi di 10 in 10 rpm.
 - RCF: impostabile fino a 21.380xg.
 - Check diagnostico per: coperchio aperto, sovratemperatura e problemi elettronici.
 - Sensore di sbilanciamento
 - La centrifuga risponde alle direttive EN 61010-1; EN 61010-2-10.
 - Alimentazione: 220V, 50-60 Hz. Consumo max.: 240 W.
 - Rumorosità max.: 56 dB.
 - Complete di rotore modello AS24-2, dotato di coperchio "Bio-Safe" per la sicurezza biologica e completamente autoclavabile.
 - Capacità di carico: 24 posti - microprovette 2,0 ml
 - Velocità max: 15000
 - Dimensioni esterne (A x L x P): 266 x 280 x 364 mm
 - Peso: 13Kg
- GARANZIA 24 MESI.**