

MICROSCOPIO BIOLOGICO BINOCULARE ORMASTUDEN MOD. OL-135BL



Codice: OL-135BL

SPECIFICHE TECNICHE

- Ingrandimenti: 40X / 1000x incr.
- Oculare: WF10x/18mm
- Obiettivi: Acromatici
- Testata: Binoculare
- Illuminazione: LED

Caratteristiche generali :

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

Microscopes by ORMA

Specifiche tecniche:

Ingrandimenti: 40X / 1000x incr.

Oculare: WF10x/18mm

Obiettivi: Acromatici

Testata: Binoculare

Illuminazione: LED

DATI TECNICI

- Testata Binoculare inclinata a 30° e ruotabile a 360° dotato di regolazione della distanza interpupillare (55-75mm) e differenza diottrica (± 5 mm).
- Obiettivi Acromatici 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65 retrattile, 100x/1.25 OIL retrattile
- Oculare WF10/18mm
- Revolver portaobiettivi a 4 posizioni a scatto (click-stop)
- Tavolo portapreparati equipaggiato con tavolo traslatore incorporato con comandi coassiali. Dimensioni: 125x135mm
- Condensatore di ABBE A.N: 1.25 centrabile e regolabile in altezza con slitta portafiltri diametro 32mm
- Messa a fuoco con sistema coassiale macrometrico/micrometrico con manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Sistema di regolazione dell'intensità della messa a fuoco e sistema di fine corsa dell'altezza del tavolo per evitare rotture accidentali con il vetrino portacampioni in vetro.
- Stativo completamente realizzato in acciaio compatto e robusto.
- Illuminazione per luce trasmessa con LED, dotato di regolazione dell'intensità luminosa. Sistema centrabile. Il sistema a LED è dotato di Batterie Ricaricabili AA (per Uso senza corrente). Alimentatore/Caricabatteria per collegamento alle rete.
- Filtro di conversione BLU

- Manuale d'istruzioni in Italiano
- Copertina antipolvere in plastica.

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).

GARANZIA 24 MESI.