

MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE PLANARE EUROTEK LABOR MOD. N 800 TL



Codice: N800TL

Microscopi biologici LABOR designed by ORMA Eurotek. Sono ideali per laboratori di ricerca, istituti e università. Illuminazione a scelta tra: LED 5W e Alogena 100W. Grazie a una vasta gamma di accessori trova un largo utilizzo nel mondo della microscopia. Dotati di illuminazione Koehler e ottica corretta all'infinito. Lo stativo a T rende lo strumento stabile e ottimale per l'uso in laboratorio

DATI TECNICI

- Testata Trinoculare tipo Siedentopf inclinata 30°/360° applicazioni fotovideo. Split 20/80.
- Oculari extra wide field eyepiece EWF10x/22mm. Tubo oculare \varnothing 30mm
- Regolazione diottrica (± 5 diottrie). Distanza interpupillare (48-75mm)
- Revolver portaobiettivi 5 posizioni a scatto (click-stop). Girevole in entrambi i sensi con fermo a scatto. Revolver inclinato verso lo stativo
- Sistema ottico "UIS" Universal Infinity System
- Obiettivi PLANACROMATICI UIS
 - 4x/0.10 - 10x/0.25
 - 40x/0.65 spring - 100x/1.25OIL retrattile
- Tavolino portapreparati con traslatore incorporato (double layers) e comandi coassiali, sulla destra. Dimensioni: 185x142mm Range: 75x55mm
- Condensatore di Abbe swing condenser NA: 0.9/0.25 con diaframma a iride-doppia lente condensatrice selezionabile a slitta. Altezza regolabile mediante comando dedicato e centrabile con manopole.
- Messa a fuoco con sistema macrometrico(0.2mm) micrometrico(0.002mm) con manopole poste su entrambi i lati dello stativo. Sistema a frizione per la regolazione della messa a fuoco. Sistema di fine corsa dell'altezza per evitare rotture accidentali del vetrino.(Limit Stopper)
- Stativo completamente realizzato in alluminio compatto e robusto. Struttura stabile
- Sistema di Illuminazione esterno dotato di diaframma di campo per illuminazioni secondo lo schema di Koehler. Illuminazione S-LED 5W, regolazione dell'intensità luminosa mediante reostato ergonomico posto sullo stativo. Sistema centrabile
- In dotazione: Olio per immersione, Filtro blu e verde \varnothing 44mm, Copertina antipolvere, Cavo di rete
- Alimentazione 100-230V, 50/60 Hz.