

MICROSCOPIO BIOLOGICO TRINOCULARE SERIE EX5 MOD. EX5THD. ILLUMINAZIONE LED CON BATTERIE RICARICABILI



Codice: EX5THD

La serie EX5 offre all'operatore prestazioni professionali ad un prezzo contenuto. Ottiche di alta qualità e una meccanica affidabile rendono questo strumento uno dei punti di riferimento nella gamma di microscopi Eurotek.

DATI TECNICI

- Coppia di oculari WF10x/18mm
- Regolazione diottrica dx ± 5 (diottrie) e distanza interpupillare 50-75mm
- Testata Siedentopf trinoculare inclinata a 30° con telecamera HDMI 5MP sensore MT9P031 - HDMI - USB - slot SD card. Ottima velocità di risposta 15 fps
- Revolver portaobiettivi 4 posti (click stop), inclinato verso lo stativo per agevolare l'inserimento dei vetrini
- Obiettivi acromatici DIN 160mm 4x/0.10 - 10x/0.25 - 40x/0.65(S.) - 100x/1.25(S.) Oil
- Tavolo traslatore double-layer 140x132mm, comando a destra, range 77x50mm precisione 0,1mm
- Fine corsa: vite di regolazione dell'altezza del tavolo per evitare rotture accidentali del vetrino
- Condensatore di Abbe A.N. 1.25 con diaframma a iride e portafiltri, regolabile in altezza mediante manopola dedicata a pignone e cremagliera. Filtri \varnothing 32mm. Sistema precentrato
- Messa a fuoco Macrometrica/Micrometrica coassiale, divisione micro 0,002mm con frizione
- Frizione: regolazione dell'intensità della messa a fuoco (su manopola destra)
- Stativo completamente realizzato in alluminio presa posteriore ergonomica per lo spostamento del microscopio
- Illuminazione a LED 3W con regolazione dell'intensità luminosa. Sistema centrabile
- Dimensioni: 174x263x366(h) mm
- Peso: 5.70 kg

GARANZIA 24 MESI.