

MICROSIRINGA HAMILTON MOD. 1001 DX DA 1 ML



Codice: 103.1001.23

Con ferma pistone.

A TENUTA DI GAS PER GROSSI VOLUMI DA 1 A 100 ML.

Applicazioni tipiche :

- * Cromatografia di gas e liquidi
- * Campionature gas
- * Manipolazione liquidi e gas corrosivi
- * Manipolazione di materiali radioattivi
- * Sierologia
- * Hamilton Diluitori / Dispensatori

Siringa denominata Diluter, terminale montato solo su siringhe della serie 1000 e 1700.

Le siringhe D e D-X posseggono un raccordo a braccio laterale filettato femmina M 6, la parte centrale TLL, idonee per il prelievo del campione con diluitori e dispensatori Hamilton.

N.B. le siringhe D e D-X non devono essere riscaldate al di sopra dei 50°C.

CODICE HAMILTON: 81326.