

MICROSIRINGA HAMILTON MOD. 1001 LTN DA 1 ML



Codice: 103.1001.03

Ago gauge 22 - punta 3 - lunghezza 51 mm.

A TENUTA DI GAS PER GROSSI VOLUMI DA 1 A 100 ML.

Applicazioni tipiche :

- * Cromatografia di gas e liquidi
- * Campionature gas
- * Manipolazione liquidi e gas corrosivi
- * Manipolazione di materiali radioattivi
- * Sierologia
- * Hamilton Diluitori / Dispensatori

La denominazione è tipica alle siringhe con l'ago cementato.

E' identica a N sotto tutti gli aspetti tranne che essa ha un corpo con punta Luer modificata.

N.B. le siringhe LTN non devono essere riscaldate al di sopra dei 50°C.

Questo tipo è consigliata quando la siringa deve essere usata per depositare liquidi in modo esatto, per esempio, nella cromatografia su strato sottile.

La punta tipo 3 ha un angolo di 90°, e non sono elettroaffinati di serie.

CODICE HAMILTON: 81316.