

## MINI MICROCENTRIFUGA DA BANCO MOD. D2012 COMPLETA DI ROTORE



**Codice: 22000012**

- Capacità massima di carico 12X2 ml
- Velocità massima 15000 rpm
- RCF: impostabile fino a 15.100xg.
- Tempo di centrifugazione: da 30s a 99 min o in continuo.

**CARATTERISTICHE:**

- Mini microcentrifuga da banco estremamente compatta, dotata di motore ad induzione ultra silenzioso; coperchio ad apertura automatica, velocità ed accelerazione selezionabili, funzione “short spin” per centrifugazioni rapide.
- Velocità: impostabile da 500 a 15.000 rpm con passi di 100 in 100 rpm.
- Alimentazione: 220V, 50-60 Hz.
- Consumo max.: 120 W.
- Rumorosità max.: 56 dB.
- Dimensioni (A x L x P): 140 x 255 x 245 mm.
- Peso: 4,6 Kg.

FORNITA DI: Rotore in alluminio ultra resistente, dotato di coperchio “Bio-Safe” modello A12-2, per la sicurezza biologica e completamente autoclavabile

**GARANZIA 24 MESI.**