

## MULTIPARAMETRO PORTATILE XS MOD. PC 70 VIO SENZA ELETTRODO 201T MA CON CELLA 2301T



**Codice: 50110822**

- Display LCD a colori ad alta risoluzione, retroilluminato
- Compensazione manuale o automatica della temperatura.
- Data logger manuale ed automatico, fino a 1000 dati in GLP
- Funzioni GLP
- Gestione dei sensori digitali DHS
- Taratura automatica pH fino a 3 punti e 2 custom.
- Taratura automatica COND su 4 valori standard oppure 1 custom
- 3 costanti di cella selezionabili

### ALTRE CARATTERISTICHE

- Multiparametro professionale portatile dotato di tripla alimentazione (batteria, PC, rete elettrica) con innovativo display ad alta risoluzione a colori, per una eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità, grazie anche alla possibilità di regolare automaticamente e manualmente contrasto ed illuminazione del display.
- Misura di pH, mV, ORP, Conducibilità, TDS, Salinità con visualizzazione della temperatura.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti e 2 punti definiti dall'utente.
- Taratura automatica ORP 1 punto.
- Taratura automatica della conducibilità fino a fino a 5 punti ed un punto definito dall'utente.
- Temperatura di riferimento regolabile e costante di cella selezionabile.
- Indicazione con icone dei punti tarati.
- Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di taratura ed impostazione scadenza di calibrazione.
- Data logger manuale ed automatico con possibilità di scarico dati a PC tramite micro USB.
- Software Data Link gratuito sul sito [www.giorgiobormac.com](http://www.giorgiobormac.com).
- Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.

### CAMPI DI MISURA:

- pH: -2,00...16,00 (0,01 pH)
- mV: -1000...+1900 (0,1 mV / 1 mV)

- Temperatura: -10...110,0°C (0,1°C)
- Cond: 0,01 µS...200 mS (0,01 µS - automatica)
- Salinità: 0,1...100,0 ppt
- TDS: 0,01 mg/l...200,0 g/l

FORNITI DI SERIE: Supporto da campo a 3 fori per elettrodi, soluzioni tampone colorate, cavo USB, alimentatore, istruzioni per l'uso e valigetta da trasporto, cella 2301T con sensore di temperatura NT55 e cavo S7-BNC.  
GARANZIA 5 ANNI.