

## MULTIPARAMETRO XS MOD. TESTER PC 5 KIT



**Codice: 50014263**

- Multiparametro portatile a tenuta stagna IP67 per misura pH, Conducibilità, TDS e Salinità.
- Elettrodo combinato intercambiabile.
- Indicazione dei tamponi utilizzati per la taratura e della stabilità della misura.
- Autospegnimento.
- Messaggi di auto-diagnosi.
- Alimentazione 2 batterie 1,5V AAA incluse, compatibile anche con batterie ricaricabili.
- pH: Risoluzione 0,01 pH. Taratura a pulsante su 3 punti con 5 valori di tamponi USA . Lettura dei mV per diagnosi elettrodo pH.
- COND: Taratura a pulsante su 3 punti con 3 valori di standard a scelta tra 84  $\mu$ S, 1413  $\mu$ S e 12,88 mS. Coefficiente regolabile TC=0,00...4,00%/°C
- TDS: Fattore TDS: 0,40...1,00.
- Garanzia di 1 anno sulla parte elettronica.

**CAMPO DI MISURA:**

- pH: -2,00...16,00 (0,01 pH);
- mV: -1.000...+1900 mV;
- COND 0,01 $\mu$ S...200 mS;
- TDS 0,01 ppm...199,9 ppt;
- Salinità 0,1 mg/l...100,0 g/l;
- °C: 0,0...60,0 (0,1 °C).

**IL KIT COMPRENDE:**

Soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bustina da 25 ml, soluzione di conservazione in bustina, soluzione standard 1413  $\mu$ S in bustina da 25 ml, cappuccio per la calibrazione, cinghietta, fazzoletti, istruzioni e valigetta in cartone.  
**GARANZIA 12 MESI.**