

OMOGENEIZZATORE A PALE A VELOCITA' VARIABILE MOD. BL STYLE



Codice: 65560

Per la preparazione di campioni per analisi batteriologiche.
Il nuovo omogeneizzatore a pale BL Style, completamente programmabile per tempo e velocità di omogeneizzazione, è la soluzione ideale per preparare i campioni alimentari alle analisi microbiologiche, in quanto riduce al minimo la distruzione delle membrane cellulari pur assicurando un eccellente livello di miscelazione del campione.

DATI TECNICI

- 3 velocità di omogeneizzazione possono essere impostate e mantenute in memoria
- Peso: 33,5 Kg.
- Struttura in acciaio verniciato a fuoco
- Dispositivo a pale con movimento alternativo
- Sportello a tenuta ermetica
- Timer digitale per l'impostazione del tempo di omogeneizzazione da 1 a 9999 secondi, a passi di 1 secondo
- Possibilità di omogeneizzazione in continuo
- 3 tempi di omogeneizzazione impostabili e memorizzabili
- Visualizzazione del tempo mancante alla fine del processo
- Utilizzabile con sacchetti sterili tradizionali da 18x30 cm
- Volume di campione nel sacchetto: da 80 a 400 mL
- Dimensioni: 240x445x365 mm (lxpxh)

SACCHETTI cod. 66495.