

OMOGENIZZATORE A PALE MOD. BAGMIXER® 400W CON PORTA CON FINESTRA.



Codice: 6224287

Volume: ml 50-400

Dimensioni (LxLxH): mm 390x260x290

Omogenizzatori a pale regolabili.

BagMixer®, è disponibile in 3 misure, omogenizza tutti tipi di campioni solidi per poter procedere poi ad analisi microbiologiche.

Con un sistema unico a pale regolabili è possibile adattare l'omogenizzatore al volume del campione. Grazie alla velocità variabile è possibile ottenere un alto recupero di batteri.

Tutti i BagMixer® sono provvisti di timer. Fabbricati in acciaio inox.

La completa apertura dello sportello consente una facile manutenzione e pulizia dell'apparecchio.

Tutti i modelli hanno 3 anni di garanzia e garanzia a vita per ammortizzatori e porta finestra.