

PHMETRO DA BANCO DIGITALE MOD. PH 50 VIOLAB CLASSICO COMPLETO CON ELETTRODO XS 201 T



Codice: 50101002

- Risoluzione 0,1 / 0,01 pH.
- Compensazione automatica della temperatura.
- Taratura automatica da 1 a 3 punti
- Gestione dei sensori digitali DHS.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Strumento da banco professionale con innovativo display LCD a colori ad alta definizione, con possibilità di regolazione della luminosità.
- Misura di pH, mV, ORP, con visualizzazione della temperatura.
- Possibilità di selezionare i parametri che si desidera visualizzare a display.
- La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.
- Taratura automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti e 2 punti definiti dall'utente.
- Taratura automatica ORP su 1 punto.
- Indicazione con icone dei valori tarati.
- Indicatore di stabilità della misura e possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.
- Tutte le operazioni sono costantemente tenute sotto controllo e segnalate all'operatore tramite il LED colorato posto sopra al display e i messaggi di autodiagnosi.
- Campo di misura: pH: 0,00...14,00 (0,1 - 0,01 pH); mV: -1000...+1000 (1 mV); Temperatura: 0...100,0 °C (0,1 °C)

FORNITI DI SERIE: Stativo portaelettrodi, soluzioni tampone colorate, alimentatore multi socket e istruzioni per l'uso, elettrodo XS 201 T, con sensore di temperatura integrato.

GARANZIA 36 MESI.