

PHMETRO DA BANCO DIGITALE XS MOD. PH 60 DHS COMPLETO



Codice: 50001092

Con microprocessore con gestione dei sensori digitali DHS, con uscita USB per collegamento a PC ed RS232 per collegamento a stampante (ESCLUSA: da ordinare a parte)

- Con microprocessore e compensazione manuale o automatica della temperatura con sonda NT 55.
- Ampio display retroilluminato a 3 colori, con visualizzazione simultanea del pH (mV), Temperatura e dei valori di tamponi utilizzati per la taratura.
- GLP con data e ora dell'ultima taratura.
- Funzione "CAL TIMER" per impostazione della frequenza di taratura.
- Funzione "Stabilità" ed impostazione dei criteri di stabilità della misura (Low-Med-High).
- Taratura automatica fino a 3 punti.
- Tamponi selezionabili NIST, USA (8 valori) e 2 valori definiti dall'utente.
- Data Logger manuale o automatico con memoria/richiamo fino a 500 dati con data e ora.
- Messaggio di auto-diagnosi, autospegnimento.
- Garanzia di 3 anni sulla parte elettronica.
- Campo di misura: pH -2,00...16,00 (0,1-0,01pH); mV -199,9...+199,9/ -1000...+1999 (0,1/1 mV); °C -10,0...+110,0 (0,1 °C).

COMPLETO di elettrodo 201 T con sensore di temperatura incorporato, cavo fisso da 1 m, spina BNC e connettore Cinch per sensore di temperatura, alimentatore a rete per 220V, software PC-Link con cavo USB per lo scarico dei dati a PC, tamponi colorati, stativo porta elettrodo e istruzioni per l'uso.