

PHMETRO PORTATILE MOD. PH 5 ECOPACK



Codice: 50014053

- A tenuta stagna IP67.
- Risoluzione 0,01 pH.
- Con microprocessore ed elettrodo intercambiabile di elevata durata.
- Ampio display LCD a 3 colori con indicazione dei tamponi utilizzati per la taratura e della stabilità della misura.
- Taratura a pulsante su 3 punti con 5 valori di tamponi USA per una accuratezza di $\pm 0,01$ pH.
- Lettura dei mV per diagnosi elettrodo pH o per collegamento sensore ORP.
- Lettura della temperatura.
- Autospegnimento.
- Compensazione automatica della temperatura (0...50 °C).
- Messaggi di auto-diagnosi: batterie scariche, errori nella calibrazione.
- Alimentazione 4 batterie 1,5V AAA, compatibile anche con batterie ricaricabili.

L' ECO PACK comprende: bicchiere supplementare per la calibrazione, cinghietta e quick manual.

Garanzia di 2 anni sulla parte elettronica.

Campo di misura: pH: -2,00...16,00 (0,01 pH); mV: ± 1.000 mV; °C: 0,0...50,0 (0,1°C).