

PIASTRA RISCALDANTE IN ALLUMINIO FALC MOD. XL-3



Codice: 623.0429.05

Ideale per utilizzi pesanti (fino a 40 kg) e test dei materiali.

Piastra in alluminio di grandi dimensioni assicura l'uniformità della temperatura.

Struttura: indeformabilità del piano d'appoggio.

Il controllo della temperatura avviene tramite il termostato con scala graduata in °C e sonda ad espansione.

DATI TECNICI

- Temperatura: da +50 to +350°C
- Precisione: +/-5°C
- Potenza riscaldante: 2300W
- Dimensioni esterne: 500x470x200 mm
- Peso: 17 kg
- Portata massima: 40 lt
- Piatto: 400x500 mm.
- Clase di protezione: IP 0

GARANZIA 12 MESI.