

PIPETTA TARATA 1 TRATTO, PP, BRAND, ML 10



Codice: 30012

Traslucido.

Infrangibile.

Graduazione blu.

Tolleranza \pm ml 0,04.

Lungh. totale \pm 10 mm: 440.

Calibrata per scolamento "Ex".

Attenzione: sollecitazioni termiche superiori ai 60°C possono creare alterazioni volumetriche.

CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 6 PEZZI.

PREZZO RIFERITO ALLA SINGOLA PIPETTA.