


## PIPETTE PASTEUR IN PE ML 3, STERILI IN CONFEZIONI DA 5 PEZZI. CF/2000 PEZZI



**Codice: 1502-SG**

Ideali per trasferire e dispensare liquidi in tutti i tipi di laboratori, eliminando il rischio di contaminazioni.  
Lunghezza 150 mm - Ø esterno capillare 7,8 mm.  
Capacità totale 7 ml - 21 gocce/ml.  
Graduate a 0,50 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 ml.  
Materiale: polietilene.