

PIPETTE PASTEUR IN PE PUNTA FINE ML 5, STERILI. CF/1.000 PEZZI



Codice: 1511/SG

Punta fine 0,5 ml. Sterili in sacchetti da 5 pz

Lungh. 150 mm - Ø esterno capillare 4,5 mm. Cap. totale 5 ml - Cap. bulbo 3,5 ml. Non graduate. Materiale: polietilene.

Ideali per trasferire e dispensare liquidi in tutti i tipi di laboratori, eliminando il rischio di contaminazioni.

Disponibili anche in confezioni non sterili e confezione singola.