

POLARIMETRO ANALOGICO DA LABORATORIO MOD. OPL-1



Codice: OPL-1

Polarimetro da laboratorio circolare con sorgente luminosa monocromatica con lampada al Sodio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Range di misura: +/- 180°
- Divisione: 1°
- Precisione: 0.05°
- Fattore d'ingrandimento: 4x
- Tubi Polarimetrici: (in dotazione) N°1 Lunghezza 100mm / N°1 Lunghezza 200mm
- Illuminazione: Dotato di lampada al Sodio (5893 Å)
- Alimentazione: 220V 50-60Hz
- Peso: 5Kg
- Dimensioni: 540x220x380mm
- Copertina antipolvere
- Manuale d'istruzioni in italiano.

GARANZIA 24 MESI.