


## PORTAPROVETTE DUE PIANI IN PLEXIGLAS.POSTI 12 Ø MM 44



**Codice: 891**

Solidi portaprovette in PMMA, i fori più piccoli nella parte inferiore garantiscono una tenuta sicura della provetta.

Dimensioni mm: 110,5x316,5x81

Ø fori inferiori mm 22

CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 5 PEZZI.

PREZZO RIFERITO ALLA SINGOLA PORTAPROVETTE.