


PROVETTA PER CENTRIFUGA ASTM, CILINDRICA, IN VETRO BOROSILICATO 3.3, DA ML 100



Codice: 9315810

Con base conica.

Graduazione ed indicazioni smaltate blu ad alto contrasto.

Utilizzabili fino RCF 700 xg.

Diametro interno collo circa 17 mm.

Graduazione ml: Divisione ml:

- 0 - 0,5 0,05
- 0,5 - 2 0,10
- 2 - 3 0,20
- 3 - 5 0,50
- 5 - 10 1,00
- 10 - 25 5,00
- 25 - 100 25,0.