

## PUNTALI IN PP ML 0,5-5 INCOLORE PLASTIBRAND®. CF/200 PEZZI



**Codice: 702595**

NON STERILI.

Forma particolarmente affusolata con una lunghezza di 160 mm e circa 9,6 mm di diametro! Perciò è possibile anche il pipettaggio da strumenti volumetrici molto stretti, come ad esempio i cilindri graduati con SN 12/21. Adatto per pipetta microlitro Transferpette® e FINNPIPETTE® Thermo Fisher Scientific.

Caratteristiche di qualità:

- polipropilene molto puro, privo di DiHEMDA ed oleammide
- prodotti senza lubrificanti
- pigmenti privi di Cadmio
- con graduazioni, per un rapido controllo del volume
- autoclavabili a 121°C (2 bar), secondo DIN EN 285
- i puntali per pipette e con filtro sono prodotti da Brand in camera bianca nel rispetto dei più moderni sistemi ecologici di confezionamento
- marcati CE secondo la direttiva IVD 98/79 EC
- i puntali sono testati per pipette BRAND e per molte altre marche di pipette come Gilson®, Thermo Fisher Scientific Finnpipette®, Eppendorf® e Biohit.