

PUNTALI IN PP ML 0,5-5 INCOLORE PLASTIBRAND®. CF/200 PEZZI



Codice: 702595

NON STERILI.

I puntali BRAND offrono una qualità affidabile per analisi precise ed esigenti.

Le materie prime sono prive di DiHEMDA e Oleamide e vengono prodotti in camere bianche monitorate e confezionati automaticamente. Non si utilizzano agenti distaccanti o coadiuvanti di sformatura. Sono autoclavabili a 121°C (2 bar) sec. UNI EN 285.

Tutti i puntali BRAND fino a 1000 $\frac{1}{4}$ l sono privi di DNA (< 40 fg), RNasi (< 8,6 fg), endotossine (< 1 pg) e ATP (< 1 fg).

Lunghezza mm 160.

Colore: incolore