

PUNTALI IN RACK PLASTIBRAND® TIP-BOX SL μ L 50-1000. CF/60 PZ



Codice: 9280124

Scatola in PC apribile con una sola mano. Coperchio con apertura sia a slitta che incernierata. Facilita in particolare il lavoro con pipette ad uno o più canali. I puntali non ancora utilizzati continuano ad essere protetti. Non impilabile. Sterilizzabile in autoclave a 121 °C (2 bar), secondo la norma DIN EN 285.
CODICE BRAND: 712210.