

## REFLETTOMETRO QUANTOFIX RELAX



### Codice: RM0091346

Strumento ideale per la valutazione delle strisce analitiche QUANTOFIX®.  
Questo strumento unisce la semplicità di una striscia analitica con la sicurezza di uno strumento analitico.  
**SEMPLICE NELL'UTILIZZO**

Tutte le funzioni dello strumento possono essere selezionate sul display touch-screen.  
Inoltre, l'utilizzo è semplice e intuitivo, e non è necessaria una particolare formazione.  
La funzione auto-start permette di effettuare l'analisi nel momento in cui viene posizionata la striscia analitica nel supporto. In questo modo si evitano eventuali contaminazioni dell'analisi.  
È possibile memorizzare i parametri che vengono utilizzati di frequente, accedendovi con un semplice click.

### ANALISI QUANTITATIVE

Le ottiche di QUANTOFIX® Relax sono approvate da anni di utilizzo nella tecnologia medica, e forniscono un risultato certo e standardizzato.

È quindi possibile ottenere un'accuratezza del = 10 %, una percentuale difficile da raggiungere nell'analisi delle strisce analitiche.

Le analisi con il QUANTOFIX® Relax sono precise e sicure, evitando interferenze da fattori esterni.

### DOCUMENTAZIONE E TRASFERIMENTO DATI

QUANTOFIX® Relax permette di generare della documentazione analitica delle strisce analizzate.

I risultati sono stampati immediatamente dopo la misurazione.

La stampa, ad esempio, può essere allegata ad un protocollo di produzione o tenuta per un successivo controllo di qualità. Inoltre, i dati sono memorizzati nello strumento e possono essere letti o stampati in un successivo momento.

### DATI TECNICI

- MODELLO: Riflettometro con microprocessore, autodiagnosi e autocalibrazione
- CALIBRAZIONE: Automatica
- CAPACITÀ DI ANALISI: 50 strisce per ora
- MEMORIZZAZIONE DATI: 200 risultati
- DISPLAY: LCD - Touch screen
- OPERATIVITÀ: Input alfanumerico via touch screen
- INTERFACCIA: RS232 e USB
- LINGUE: DE/EN/FR/ES/IT/PT/PL/TR/HU

- AGGIORNAMENTO: Internet/PC
  - ALIMENTAZIONE: 100-240V oppure 6 batterie AA
  - DIMENSIONI (LXHXP): 200x75x160
  - PESO: 710 g
- ACCESSORIO DA ABBINARE NON COMPRESO NELLO STRUMENTO:  
QUANTOFIX Relax carta per stampante codice: CM0093065.  
GARANZIA 24 MESI.