

RIFRATTOMETRO DIGITALE DBR WINE



Codice: 44000093

Rifrattometro digitale portatile e da banco a tenuta stagna.

- Compensazione automatica della temperatura 10,0..60,0 °C.
 - Autocalibrante con acqua.
 - Display retroilluminato.
 - Volume del campione 0,5 ml.
 - Completo di guscio in gomma e custodia rigida.
 - Alimentazione 2 x 1,5 V (AAA Alcaline).
 - Dimensioni 58 x 36 x 122 mm.
 - Peso 150 g.
 - Campo di lavoro
 - Brix 0.0 ~ 55.0% (Accuratezza +/-0,2%)
 - Temperatura 0°C ~ 70°C
 - Bé (Baumé) 0.0° ~ 29.8°
 - Babo 0.0° ~ 46.4°
 - Oe (Oechsle) 0° ~ 256°
 - TAVP (TASSO ALCOLICO VOLUMICO PROBABILE) 0.0% - 37,9%
 - Risoluzione
 - Brix 0.1%
 - Temperatura 0.1°.
 - Be 0.1°
 - Babo 0.1°
 - Oe 1°
 - TAVP (TASSO ALCOLICO VOLUMICO PROBABILE) 0.1%
- GARANZIA 24 MESI.**