

SESSOLE MONOUSO BURKLE STERIPLAST®, IN PS, STERILI, SENZA COPERCHIO. CAPACITA' ML 250. CF/10 PEZZI



Codice: 5378-1013

Lunghezza mm 232.

Le sessole LaboPlaast e SteriPlast in polistirene sono prodotte in camera bianca e confezionate individualmente per uso unico.

Le sessole LaboPlast Bio sono interamente prodotte da risorse rinnovabili.

Non solo riguardo alla qualità ma anche grazie alle loro caratteristiche di campionamento altamente qualitative, esse sono perfettamente comparabili con il polietilene convenzionale. Sono ideali per campionamento di polveri, granuli e paste.

Le sessole sono disponibili anche con coperchio trasparente per poterle chiudere subito dopo la procedura di campionamento ed assicurare un campione sterile e privo di contaminazioni.

In aggiunta le sessole SteriPlast sono sterilizzate a raggi gamma.

Confezionate Individualmente.

Produzione, assemblaggio ed imballo secondo camera bianca Classe 7.

Conformi alle linee guida alimenti EU e FDA.