

SIRINGHE MONOUSO HSW NORM-JECT® , ML 5 (6), LUER SLIP. CONFEZIONE 100 PEZZI



Codice: 4665979

- Corpo PP, con pistone PE
- Corpo altamente trasparente, a tenuta, flusso regolare
- Niente gomma, stirene o HDPE, prive di lattice e olio silconico
- Apirogene, senza PVC, non tossiche
- Sterili, confezionate individualmente in strisce blister
- Posizione definita del pistone a volume "0" che si raggiunge quando il pistone è inserito completamente
- Graduazione estesa per maggior range di applicazioni
- Testate per uso in HPLC
- Arresto positivo di sicurezza per prevenire versamenti accidentali.