

SISTEMA DI PURIFICAZIONE ACQUE A BASSO CONSUMO ADRONA MOD. CRYSTAL 7 PURE. CAPACITA' 7L/H



Codice: C7-1001

- Acqua per applicazioni generali di laboratorio e metodi analitici inorganici (grado 2)
- Resistività dell'acqua purificata a 25 °C: > 10 MO x cm
- Conduttività dell'acqua purificata a 25 °C: <0,1 µS / cm
- Flusso nominale, acqua pura: 7 L / h
- Serbatoio di stoccaggio NON incluso (cod. 13003).