

SISTEMA INTEGRATO DI ACQUA ULTRAPURA (GRADO 1) ED ACQUA PURA (GRADO 2) ADRONA MOD. Q-FRONT N HPLC. CAPACITA' 10L/H



Codice: QF-2303

- Acqua ultrapura (grado 1) e pura (grado 2) per cromatografia, microbiologia e biologia molecolare
 - Display a colori a 16 bit
 - Dispensazione volumetrica
 - Monitor TOC
 - Resistività dell'acqua di grado 1 a 25 °C: 18,2 M OHM x cm
 - Conduttività dell'acqua di grado 1 a 25 °C: 0,055 µS / cm
 - Resistività dell'acqua di grado 2 a 25 °C: > 10 M OHM x cm
 - Conduttività dell'acqua di grado 2 a 25 °C: <0,1 µS / cm
 - TOC: <2 ppb
 - Batteri: <0,01 CFU / mL
 - Endotossine: <0,15 EU / mL
 - Particelle > 0,22 µm: <1 / per mL
 - Flusso nominale, acqua pura (verso il serbatoio): 10 L / h
 - Velocità di erogazione, acqua ultrapura: fino a 2 L / min
 - Compatibile con distributore di acqua "Flow Point 3"
 - Dimensioni (LxPxH), cm 35x39x54
 - Peso del sistema, kg 28
 - Peso operativo, kg 31
 - Serbatoio da 30 litri "Pro" richiesto ma NON INCLUSO
- GARANZIA 24 MESI.**