

## SPETTROFOTOMETRO UV/VISIBILE ONDA MOD. UV-21. SINGOLO RAGGIO



**Codice: 1100072**

- UV / VISIBILE
- Display 5" TOUCH SCREEN a colori
- Campo di lavoro 195 - 1050 nm
- Banda passante 4 nm

**ALTRE CARATTERISTICHE:**

- Spettrofotometro UV/VISIBILE Onda.
  - Banda passante 4 nm, singolo raggio, sorgenti Tungsteno/Deuterio.
  - Memoria flash USB, sistema operativo multilingua.
  - Funzioni: fotometria, quantitativa, gestione dei file, verifica delle prestazioni.
  - Dimensioni esterne (LxPxA) 456x360x185mm.
  - Peso 10.7 kg
  - Alimentazione 100 - 240V AC - 50/60 Hz
  - Potenza: 120 W
  - Forniti di serie: 4 cuvette in vetro ottico c.o. 10mm, 2 cuvette in quarzo c.o. 10mm, supporto celle da 4 posizioni (10 mm). Cavo di alimentazione, copertina antipolvere, memoria flash USB rapporto di taratura e software Basic.
- GARANZIA 24 MESI.**