

## STAMPANTE TERMICA MOD. DPP250 CON RS232 O BLUETOOTH



### Codice: DPP250

Stampante termica con uscita dati RS232 o bluetooth (opzionale).

Fornita con cavi di collegamento.

Batteria interna ricaricabile.

Ideale per le bilance con GLP.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Stampa a trasferimento termico.
- Larghezza stampa: 48mm (384 punti/linea)
- Velocità: fino a 50mm/sec
- Interfaccia seriale RS232C o Bluetooth.
- Batteria ricaricabile (ioni di litio, 7.4V, 1150mAh)
- Tempo di ricarica: 2 ore. Uscita 12V 2.5°
- Alimentatore incluso
- Cavo incluso
- Peso: 280g
- Dimensioni: 66x105x57 h.