

STEREOMICROSCOPIO BINOCULARE STEREOSTUDY MOD. OXTC4L



Codice: OXTC4L

Linea di stereomicroscopi espressamente dedicati all'uso didattico e amatoriale. Ampia gamma con diverse caratteristiche tecniche quali (tipologia di illuminazione ingrandimenti e stativi differenti), per soddisfare gli utilizzatori. Ottimo rapporto qualità prezzo. Stativo completamente realizzato in alluminio.

SPECIFICHE TECNICHE

- Testata Binoculare inclinata 45° e ruotabile a 360°
- Oculari WF10x/20mm
- Regolazione diottrica (±5 diottrie)
- Distanza interpupillare (55-75mm)
- Ingrandimento a zoom 1x~4x (10...40)
- Distanza di lavoro WD (working distance): 91 mm
- Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo
- Illuminazione a LED trasmessa/riflessa regolabili in intensità luminosa. L'illuminatore per luce riflessa è orientabile. (gli illuminatori sono dotati di filtro NEUTRO).
- Disco base bianco/nero (Ø 95 mm)
- Disco base in vetro (Ø 95 mm)
- Paraocchi in gomma
- Pinzette fermacampioni
- Copertina antipolvere
- Alimentatore DC 4.5V/600mA

GARANZIA 24 MESI.