

## STEREOMICROSCOPIO SERIE STEREOLINE MOD. OXTL101TL



### **Codice: OXTL101TL**

Gli stereomicroscopi Stereoline, sono microscopi dedicati all'uso professionale, grazie alle ottime caratteristiche tecniche, li rendono strumenti versatili ad ogni utilizzo.

Vasta gamma di accessori per svariate configurazioni.

Il sistema ottico zoom è uguale per tutti i modelli.

#### **SPECIFICHE:**

- Coppia di oculari extra wide field EWF10x/21mm
- Coppia di paraocchi in gomma
- Regolazione diottrica su entrambi gli oculari  $\pm 5$  (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm
- Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°. Terza uscita per applicazione foto/video.
- Ingrandimento a zoom, range: 0.7x...4.5x (7...45)
- Distanza di lavoro WD (working distance) 90mm
- Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole poste su entrambi i lati dello stativo
- Regolazione dell'altezza di lavoro tramite colonna
- Pinzette fermacampioni
- Disco base bianco/nero e in vetro  $\varnothing 90$ mm
- Illuminazione a LED 3W riflessa con regolazione dell'intensità luminosa e orientabile 5500-6000°K
- Illuminazione a LED 5W trasmessa con regolazione dell'intensità luminosa 5500-6000°K
- Dimensioni 250x293x370(h)mm
- Peso 4.85Kg

ADATTATORE: cod. B2-1440.

GARANZIA 24 MESI.