

STEREOMICROSCOPIO SERIE STEREOSTUDY MOD. OXTC2B1L



Codice: OXTC2B1L

Stereomicroscopi entry level di tipo Greenough dedicati all'uso didattico e amatoriale. Ampia gamma con diverse caratteristiche come: tipologia d'illuminazione, ingrandimenti e stativi differenti, il tutto per soddisfare le esigenze degli utilizzatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Coppia di oculari WF10x/20mm
- Coppia di paraocchi in gomma
- Regolazione diottrica ± 5 (diottrie) distanza interpupillare 48-75mm
- Testata binoculare inclinata a 45° fissa frontale
- Ingrandimento a scatto 2x/4x (20/40)
- Distanza di lavoro WD (working distance): 57mm
- Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole poste su entrambi i lati dello stativo
- Regolazione dell'altezza di lavoro tramite colonna: (h) 140mm
- Pinzette fermacampioni
- Disco base bianco/nero $\varnothing 95$ mm
- Disco base in vetro $\varnothing 95$ mm
- Illuminazione a LED regolabile trasmessa/riflessa con batterie ricaricabili 3x (AA)
- Dimensioni: 115x190x300(h)mm
- Peso: 1.95Kg

GARANZIA 24 MESI.