

STEREOMICROSCOPIO SERIE TOP-Z MOD. ZB-50



Codice: ZB-50

Ingrandimenti: 0.8X / 5X

Zoom Ratio: 1/6.3

Oculari: WF10x/22mm

Obiettivo: Zoom

Testata: Binoculare

Illuminazione: LED

DATI TECNICI

- Stereomicroscopio con ingrandimento a Zoom selezionabile mediante due comandi posti sui due lati dello stativo; comando zoom a scatto in corrispondenza degli ingrandimenti.
- Testata Binoculare inclinata a 20°. Con regolazione della distanza interpupillare. Range: 55-75mm e della compensazione diottrica +/-5 su entrambi gli oculari. Possibile uscita per applicazioni foto/video con accessorio T-mode (non in dotazione).
- Coppia di oculari WF10/22mm dotati di paraocchi in gomma.
- Messa a fuoco a pignone e cremagliera comandata da coppia di manopole poste su entrambi i lati dello stativo
- Stativo completamente realizzato in alluminio.
- Focus Range 105mm
- Distanza di Lavoro; KWD (Working Distance) 78mm.
- Illuminazione Riflessa e Trasmessa a LED Regolabile in intensità.
- Pinzette ferma campioni alla base.
- Peso 5Kg circa.
- N. 1 Disco Base Bianco.
- Manuale d'uso.

Il microscopio è conforme alle direttive europee 89/336/ECC (Marchio di conformità CEE).