

STEREOMICROSCOPIO TRINOCULARE SERIE 745 MOD. SZ745T



Codice: SZ745T

Gli stereomicroscopi 745 di tipo Greenough sono dedicati all'uso professionale, grazie alle ottime caratteristiche tecniche, rendono questi strumenti versatili per ogni utilizzo come: ricerca scientifica, linee di controllo nell'elettronica moderna, controllo qualità e altro ancora...

DATI TECNICI

- Coppia di oculari extra wide field EWF10x/20mm
- Coppia di paraocchi in gomma
- Regolazione diottrica su entrambi gli oculari ± 5 (diottrie) e distanza interpupillare 54-76mm
- Testata trinoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°.
- Terza uscita per applicazione foto/video. Split 0/100 su oculare sx
- Ingrandimento a zoom, range: 0.7x...4.5x (7...45)
- Zoom ratio 1:6.4
- Distanza di lavoro WD (working distance) 100mm
- Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole poste su entrambi i lati dello stativo
- Regolazione dell'altezza di lavoro tramite colonna: (h) 250mm
- Pinzette fermacampioni
- Disco base bianco/nero e in vetro $\varnothing 100$ mm
- Illuminazione a LED 3W trasmessa/riflessa con regolazione dell'intensità luminosa
- Illuminatore per luce riflessa orientabile
- Dimensioni: 200x250x420(h)mm
- Peso: 5.50Kg

ADATTATORE: cod. B2-0752

GARANZIA 24 MESI.