

## STEREOMICROSCOPIO TRINOCULARE SERIE TEKNO MOD. NB-50T



### Codice: NB-50T

Linea studiata per operatori "esigenti" che richiedono alta affidabilità e precisione, trovando il giusto impiego anche nei laboratori di ricerca e di controllo qualità, alta affidabilità ottica e meccanica dei componenti fanno della serie TEKNO un punto di riferimento della gamma Eurotek.

#### DATI TECNICI

- Coppia di oculari extra wide field field EWF10x/22mm con anello in gomma integrato
- Regolazione diottrica su entrambi gli oculari  $\pm 5$  (diottrie) e distanza interpupillare 55-75mm
- Testata trinoculare inclinata a  $45^\circ$  e ruotabile a  $360^\circ$ .
- Terza uscita per applicazione foto/video
- Ingrandimento a zoom, range: 0.8x...5x (8...50)
- Zoom ratio 6.3:1
- Distanza di lavoro WD (working distance) 115mm
- Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera comandata da 2 manopole poste su entrambi i lati dello stativo
- Regolazione dell'altezza di lavoro integrata nello stativo
- Pinzette fermacampioni
- Disco base in vetro  $\varnothing 125$ mm
- Illuminazione a LED trasmessa/riflessa con regolazione dell'intensità luminosa
- Illuminatore per luce riflessa orientabile
- Vita del LED 10.000 ore
- Dimensioni: 240x285x460(h)mm
- Peso: 4.95Kg

ADATTATORE: cod. B2-1535.

GARANZIA 24 MESI