

## STUFA MPM MOD. M-20 VN A VENTILAZIONE NATURALE DA LT 20



### Codice: 04.5011

Stufa a convezione naturale ad alta tecnologia adatti a tutte le applicazioni termostatiche di piccola entità.

#### DATI TECNICI

- Struttura esterna in acciaio trattata con vernice epossidica antiacido.
- Struttura interna in acciaio inox con angoli arrotondati.
- Porta a doppio isolamento dotata di guarnizione in gomma silconica per garantire un ottima tenuta.
- Isolamento termico con fibra minerale naturale.
- Controllo della temperatura tramite termoregolatore/programmatore digitale P.I.D. per garantire buona stabilità.
- Range di temperatura da +5°C sopra ambiente a +200°C precisione  $\pm 1^\circ\text{C}$  a +105°C
- Precisione display  $\pm 1^\circ\text{C}$
- Per un' ulteriore protezione l'apparecchio è dotato di un termostato di sicurezza con allarme visivo e ripristino manuale .
- Ripiani interni antiribaltamento in acciaio regolabili in altezza.
- Camino di sfiato con regolazione manuale del flusso.
- Elementi riscaldanti non a contatto con la camera interna ma in pre camera per garantire un riscaldamento uniforme.
- Interruttore generale bipolare con indicatore luminoso.
- Alimentazione 230V-50Hz.
- Volume nominale: 20 lt
- Dimensioni interne (lpxh): mm 285x252x285
- Dimensioni esterne (lpxh): mm 550x380x433
- Dotazione ripiani: 1
- Potenza: 400 W
- Peso: 22 kg

Costruito secondo le norme C.E.I. (66-5). Classe 2, DIN 12880.

GARANZIA 12 MESI

IMBALLO: € 25,00 +IVA.

CONSEGNA PIANO STRADALE.