

TABLET PC 9.7" LCD



Codice: MICROPAD9.7

Tablet comodo e compatto da 9,7" con telecamera integrata da 5MP, da collegare direttamente al microscopio mediante adattatore passo C sulla terza uscita del microscopio.

Ottimo strumento per l'insegnamento in ambito scientifico.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display LCD 9,7" touch screen retroilluminato
- Risoluzione monitor 1024x768
- Sistema operativo android 4.2
- CPU core-dual 1.5GHz
- Memoria interna 5GB o esterna SD card
- Bluetooth, USB 2.0, HDMI, mini USB 2.0 e Wi-Fi
- Inclinazione monitor fino a 90°
- Camera integrata da 5 MP
- Sensore CMOS 1/2.5"
- Attacco passo C
- Software per acquisizione e misurazione delle immagini.

GARANZIA 24 MESI.