

## TAVOLO ANTIVIBRANTE MOD. WTB 9030 CM 120X75X80 H



**Codice: WTB9030**

Dimensioni mm 1200x750x800 h.

Doppio telaio metallico con pannellature di mascheramento in bilaminato bianco.

Piano superiore in agglomerato idrofugo rivestito con laminato ignifugo, bordatura perimetrale in ABS spessore 3 mm arrotondato.

N. 2 piani in marmo lucidato da cm 35x45.

Vano a giorno frontale per permettere una posizione più confortevole dell'operatore.

Colore del telaio Bianco.