


TELAIO TAVOLO TEP 120 X 75 H 90 - VERSIONE BIANCO RAL9010



Codice: WETP00120SF

Struttura portante con gamba a "C" in tubolare di acciaio decapato e verniciato con polveri epossidiche colore Bianco Puro RAL 9010 (altri colori su richiesta), con successivo passaggio in galleria termica a 180 °C.
Piedini di livellamento in acciaio rivestiti in materiale plastico antiacido.
Piano di lavoro personalizzabile in base alle vostre esigenze, i servizi idrici ed elettrici possono essere installati direttamente sul piano di lavoro su richiesta.