

TELECAMERA 5MP CMOS USB HDMI SERIE MD MOD. MD-H5



Codice: MD-H5

La novità è aver incorporato il software applicativo all'interno della telecamera, così l'utente può controllare la telecamera con un semplice mouse senza l'utilizzo del PC.

MH5 utilizza un nuovo sensore per immagini in HD da 5 MEGAPIXEL per un'eccellente qualità d'immagine.

DATI TECNICI:

- Modello: HD Lite
 - Sensore: CMOS
 - Modello sensore: SU MT9P001I12STC
 - Colore/Mono: colore
 - Diagonale matrice: 7,13 mm
 - Risoluzione: 5MP, 2592(H)x1944(V)
 - Dimensione dei pixel: 2,2µm x 2,2µm
 - Area effettiva: 5,7 mm x 4,3 mm
 - Modalità otturatore: Rotolamento
 - Frequenza dei fotogrammi: 15fps@USB2.0, 15fps@HDMI
 - Tempo di esposizione: 1ms-2s
 - Formato SD: GRASSO32
 - Temperatura di colore: 1800-10000 K
 - Software: HDMI: versione Cloud 1.0; USB: Mosaico V2
 - Impostazioni chiave HDMI: Anteprima: 1920x1080; Cattura: 2592x1944; Registrazione Video: 15fps@1920x1080
 - Formato immagine: HDMI: JPG/TIF; USB: TIFF/JPG/PNG/DICOM
 - Più telecamere: Supporta 4 telecamere contemporaneamente in SDK
 - Interfaccia ottica: Attacco C standard
 - Energia: 2,4 W
 - Dimensioni mm: 90,7 x 74 x 67,2
 - Il peso: 265 g
 - Interfaccia dati: HDMI, USB 2.0, scheda SD
 - Ambiente operativo: Temperatura: -10~45°C; Umidità: 10%~85%
 - Sistema operativo: Windows 7/10 (32 bit/64 bit)/Mac
 - Configurazione PC: CPU: Intel Core i5 o superiore (Quad o più Core); RAM: 8G o più
- IN DOTAZIONE: mouse per utilizzare la camera su un monitor HDMI.
- GARANZIA 24 MESI.**