

TERMOCRIOSTATO DI CIRCOLAZIONE MOD. CB 5-10. CAPACITA' VASCA 5 LITRI



Codice: 41102202

I termocriostati a circolazione Argolab sono adatti alla termostatazione di campioni in un ampio range di temperatura.

Tutti i modelli sono concepiti per applicazioni esterne ed interne, utilizzabili per operazioni e test sia in laboratorio sia a livello industriale.

Ogni strumento viene equipaggiato di serie con sonda PT100 per il controllo della temperatura in un circuito esterno. Il controller riconosce la presenza della sonda determinando automaticamente la tipologia di lavoro interno o esterno alla vasca.

- Range di temperatura di lavoro: -10°C a 100°C.
- Impostazione / Risoluzione display: 0,1°C
- Timer: 99:59 hh:mm e •inf.
- Stabilità temperatura (20°C): $\pm 0,3^\circ\text{C}$
- Capacità refrigerante
 - (20°C) 0,37 kW
 - (10°C) 0,33 kW
 - (0°C) 0,30 kW
 - (-10°C) 0,22 kW
- Pressione pompa max.: 0,35 bar
- Portata pompa max.: 3,2 l/min
- Volume vasca: 5 l
- Apertura / Profondità vasca (L x P / A): 150 x 160 / 150 mm
- Dimensioni esterne (L x P x A): 290 x 570 x 710 mm
- Peso: 34 kg
- Alimentazione / Frequenza 220 V / 50 Hz

IMBALLO E TRASPORTO PIANO STRADALE COMPRESI.