

## TERMOCRIOSTATO DI CIRCOLAZIONE MOD. CB 5-30. CAPACITA' VASCA 5 LITRI



### Codice: 41102222

- Campo di lavoro: -30 / -20 / -10 ... +100 °C
- Volume utile 5 litri
- Sonda PT100 per controllo temperatura del circuito esterno
- Display a LED retroilluminato
- Termocriostato di circolazione Argolab.
- Visualizzazione simultanea della temperatura impostata, di quella reale e di tutti gli altri parametri di funzionamento.
- Allarmi visivi ed acustici tacitabili dall'operatore.
- Timer digitale con range di programmazione 1 min - 99 h e 59 min. e funzionamento in continuo.
- Funzione "partenza ritardata" del ciclo di riscaldamento.
- Funzione "temperatura sicura": limitazione temperatura di lavoro per la protezione dei campioni.
- Classe di sicurezza 2 (DIN 12880).
- Circolazione contemporanea del fluido all'interno e all'esterno della vasca per migliori condizioni di stabilità ed inerzia termica.
- Lettura automatica della temperatura del circuito esterno tramite il collegamento della sonda PT100 in dotazione.
- Pratico rubinetto per l'esclusione della circolazione esterna, che consente una facile pulizia e manutenzione.
- Sistema di sicurezza per mancanza di liquido all'interno.
- Vasca interna in acciaio INOX, dotata di coperchio, facilmente accessibile .
- Alimentazione: 220 ± 10%V - 50 Hz.

FORNITI DI SERIE: sonda PT100 per il controllo esterno della temperatura. Set di due tubi da 2 metri con materiale isolante (range di lavoro -40...+60 °C), fascette in metallo, rubinetto e portagomma.

- Range di temperatura di lavoro: -30°C a 100°C.
- Dimensioni esterne (L x P x A): 380 x 670 x 840 mm
- Peso: 54 kg

IMBALLO E TRASPORTO PIANO STRADALE COMPRESI.  
GARANZIA 24 MESI.