

## TERMOMETRO PORTATILE MULTICANALE MOD. TEMP 74 CON 4 SONDE PT56 TFE



**Codice: 50111252**

- Termometro con 4 ingressi PT100
- Risoluzione 0,01 °C
- Campo di misura: -200,0 ... +999,9 °C
- Display 4" a colori e ad alta definizione
- Data Logger fino a 190.000 dati con data ora
- Tre modalità di salvataggio

### ALTRE CARATTERISTICHE:

- Termometro portatile GLP, con 4 canali per sonde PT 100.
- Innovativo display ad alta risoluzione a colori, 4 pollici, eccellente visualizzazione dei dati in tutte le condizioni di luminosità.
- Possibilità di selezionare tema chiaro o scuro per soddisfare ogni esigenza.
- Funzioni "Fermo-lettura", registrazione dei valori Min e Max.
- Calibrazione protetta su 1 punto per ogni canale autonomamente, con indicazione della correzione effettuata.
- Funzione "Allinea tutte" per allineare tutti i canali alla misura di riferimento.
- Possibilità di inserire un ID per ogni canale.
- Funzione Allarmi: abilita una soglia minima e una soglia massima.
- Se la temperatura sconfinava verrai avvisato immediatamente tramite un segnale acustico e visivo.
- Password numerica a 4 cifre per protezione dati e calibrazioni.
- Data logger manuale, automatico e programmato, fino a 190.000 registrazioni con data e ora.
- Software Data-Link+ scaricabile gratuitamente dal sito [www.giorgiobormac.com](http://www.giorgiobormac.com).
- Led e messaggi di autodiagnosi indicano all'operatore lo stato della misura.
- Alimentazione a batteria, PC, rete elettrica.
- Autospegnimento.
- Range di misura -200 ... +999 °C
- Risoluzione: 0,01°C (-99,99 ... +99,99 °C); 0,1 °C nel resto della scala
- Accuratezza T: +/-0,03°C (-99,99 ... +99,99 °C); ±0,1 °C nel resto della scala

### FORNITI DI SERIE:

Valigetta di trasporto, alimentatore USB, cavo USB per collegamento a PC, batterie e istruzioni per l'uso.

**GARANZIA 36 MESI.**