

## TESTER MULTIPARAMETRO XS MOD. PX 4 KIT COMPLETO



**Codice: 50014143**

### CARATTERISTICHE

- pHmetro portatile per misure di pH e ORP/Redox a tenuta stagna IP67. Risoluzione 0,01 pH e 0,1/1 mV.
- Con microprocessore ed elettrodo combinato intercambiabile. Ampio display LCD a 3 colori con indicazione dei tamponi utilizzati per la taratura e della stabilità della misura.
- Taratura a pulsante su 3 punti con 5 valori di tamponi USA e calibrazione ORP su 1 punto definito dall'utente.
- Lettura dei mV per diagnosi elettrodo pH e per misura ORP/Redox.
- Lettura della temperatura.
- Autospegnimento.
- Compensazione automatica della temperatura (0...60 °C).
- Messaggi di auto-diagnosi: batterie scariche, errori nella calibrazione.
- Alimentazione 2 batterie 1,5V AAA incluse, compatibile anche con batterie ricaricabili.
- Garanzia di 1 anno sulla parte elettronica.
- Campo di misura: pH: -2,00...16,00 (0,01 pH); mV: -1.000...+1.900 mV; °C: 0,0...60,0 (0,1 °C).

Il KIT comprende: soluzioni tampone pH 7 e pH 4 in bustina da 25 ml, 1 x 55 ml soluzione Redox 475 mV, soluzione di conservazione in bustina, cappuccio per la calibrazione, cinghietta, fazzoletti, istruzioni e valigetta in cartone.