

TUBI IN PARA K120 PER VUOTO. Ø MM 6X18 - 1 METRO



Codice: 3886

Tubo in gomma para, con superficie liscia.
Adatto ad aria, acqua, soluzioni acide e alcaline a media concentrazione, prodotti abrasivi, solventi ossigenati, ecc.
Temperatura di utilizzo: - 40°C/+70°C.
SH. 45 +/- 5
CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 6 METRI.
PREZZO RIFERITO AL SINGOLO METRO.